

mod.
MTW Trekking Power
 Kit di motorizzazione posteriore
 per carrozzine manuali

CARATTERISTICHE

• Potenza massima (Dx+Sx)	1000 W
• Doppia batteria Litio-ioni	36 V o 48 V
• Selettore di Trazione	I – II – III
• Autonomia ²	fino a 50 km
• Modalità risparmio energetico	Eco Drive
• Ruote e Pneumatici	a scelta
• Campanatura ruote	a scelta
• Sistemi elettronici compatibili	IBS+ICC+MDC
• Collegamento al Triride tramite Cavetto Jack	
• Elettronica programmabile by Triride	
• Anti pattinamento in partenza	
• Display LCD con 5 livelli di potenza selezionabili	
• Freno elettronico su tutte le ruote motrici	
• Ruota di antiribaltamento	
• Luce posteriore con funzione stop	
• Velocità a norma di legge	

Disponibile il nuovo telaio MTW by Triride appositamente dedicato.

Per una esperienza superiore.

Novità



- indoor -
con Joystick



- outdoor -
con Triwheel



- trekking -
con Triride/Tribike

Dispositivo medico iscritto all'Albo con il numero: 1901177

TUV Certification No. 15-PEL-0010022-TIC

UDI-DI di Base 8053782468053782460137QA

¹ Il peso è riferito al dispositivo escluso di batteria.

² L'autonomia è riferita all'utilizzo di doppia batteria 36 V 14 Ah o 48 V 10,5 Ah su un percorso pianeggiante alla velocità media di 6 km/h con un peso utente di 70 kg. L'autonomia dipende dal peso dell'utente, dallo stato della carrozzina e dei pneumatici, dalle condizioni del percorso, dal tipo e dallo stato di mantenimento della batteria e dalla velocità e tipo di guida.

Triride si riserva di modificare i propri dispositivi con migliorie ed aggiornamenti, il modello rappresentato nelle immagini potrebbe quindi differire dal prodotto finale.

TRIRIDE srl - via Massimo D'Antona, 8 – 63812 Montegranaro (FM) - Italy
 Tel: +39 0733 801405 - Mob: +39 327 6266267 - Mail: info@trirideitalia.it

WWW.TRIRIDEITALIA.COM



20" / 24"



36 V / 48 V



14 kg⁽¹⁾



fino a 50 km⁽²⁾

Tutti i modelli sono personalizzabili e configurabili con una vasta gamma di accessori e optional.

MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI
 SUL SITO WWW.TRIRIDEITALIA.COM

